

瑞士寶® Precision 個人化三維漸進鏡片標記

Daily (日用版)					
折射率	白片/NXT水銀膜	第六代全視線 變色鏡片 (茶/灰)	變色鏡片 (茶/灰/紅/ 橙/黃/綠/藍/紫)	寶麗萊偏光鏡片 (茶/灰/綠)	Drivewear™ 全視線變茶偏光片
1.5	E5/ E7/ E9	T5/ T7/ T9	-	Z5/ Z7/ Z9	W5/W7/ W9
1.530 SAFEwear	V5/ V7/ V9	TV5/TV7/TV9	NXT V5/ V7/ V9	ZV5/ZV7/ZV9	NXT ZV5/ZV7/ZV9
1.56	-	-	PD5/PD7/PD9	-	-
1.589 碳纖維片	L5/ L7/ L9	TL5/LT7/TL9	-	ZL5/ZL7/ZL9	WL5/WL7/WL9
1.6	H5/ H7/ H9	TH5/TH7/TH9	-	ZH5/ZH7/ZH9	-
1.67	P5/ P7/ P9	TP5/TP7/TP9	-	ZP5/ZP7/ZP9 (茶/灰)	-
1.74	U5/ U7/ U9	-	-	-	-

顧客服務

每次訂購瑞士寶® Precision個人化漸進鏡片時，都由經驗豐富的專職人員負責跟進，除諮詢有關配戴鏡架的必須數據外，更會深入了解客戶的使用習慣及配鏡用途。取得有關的數據後會交由先進的電腦程式進行計算，成為專為個人而設計生產的個人化漸進鏡片。

瑞士寶®擁有優秀的生產技術人員，全天24小時為瑞士寶® Precision的用家提供專業的技術支援及查詢服務。

此外，我們更榮獲 ISO 9001:2015 標準認證，成為訂造鏡片設備及質量的企業管理上均符合國際標準認可的生產廠商。為方便各地客戶隨時訂購鏡片，我們設立了自己的網上訂單系統，使客戶可透過全球的互聯網24小時訂購鏡片。



Daily “日用版” 個人化三維漸進鏡片(包括下列鍍膜處理)

- 加硬防花鍍膜
- SupremeCoat---全能抗污膜
- 18層鑽石反光鍍膜
- 紫外光防護功能

產品名稱	度數範圍
1.499 普通鏡片 *	-8.00D ~ +6.50D
1.530 SAFEwear 衛瞳 - 防撞安全鏡片 *	-8.00D ~ +5.00D
1.586 碳纖維鏡片 *	-9.00D ~ +6.00D
1.61 超薄鏡片 *	-9.50D ~ +6.00D
1.67 超薄鏡片 *	-11.00D ~ +11.00D
1.74 超薄鏡片 *	-12.00D ~ +9.00D
1.74 超薄鏡片 * (可染色)	-12.00D ~ +6.50D
1.5 寶麗萊偏光鏡片(茶/灰/綠)	-8.00D ~ +4.50D
1.5 第六代全視線變色鏡片(茶/灰)	-8.00D ~ +4.50D
1.5 Drivewear 駕駛樂™ 變色偏光鏡片	-8.00D ~ +4.50D
1.53 SAFEwear 衛瞳 - 防撞安全全視線變色鏡片(茶/灰)	-8.00D ~ +5.00D
1.53 SAFEwear 衛瞳 - 防撞安全寶麗萊偏光變色鏡片(茶/灰)	-8.00D ~ +5.50D
1.53 NXT 變綠鏡片	-6.00D ~ +5.00D
1.53 NXT 偏光變色鏡片	-6.00D ~ +5.00D
1.53 NXT 水銀鏡片	-9.50D ~ +5.00D
1.56 碳纖維鏡片(紅/橙/黃/綠/藍/紫)	-8.50D ~ +3.00D
1.56 碳纖維鏡片(茶/灰)	-8.50D ~ +5.00D
1.586 碳纖維全視線變色鏡片(茶/灰)	-9.00D ~ +6.00D
1.586 碳纖維寶麗萊偏光鏡片(茶/灰/綠)	-9.00D ~ +6.00D
1.586 碳纖維 Drivewear 駕駛樂™ 變色偏光鏡片	-9.00D ~ +5.00D
1.6 第六代全視線變色鏡片(茶/灰)	-10.00D ~ +8.00D
1.6 寶麗萊偏光變色鏡片(茶/灰) (1PSEXHB / 1PSEZHG)	-10.00D ~ +6.00D
1.67 第六代全視線變色鏡片(茶/灰)	-11.00D ~ +8.00D
1.67 寶麗萊偏光變色鏡片(茶/灰)	-11.00D ~ +6.00D

備注:

- 下加光度數範圍(ADD): +0.75D~+3.50D
- 十字驗配點位於兩水平漸進標記的中間位置
- 最小驗配瞳高: 15mm
- 最小鏡框高度: 25mm
- 抗紫外光UVA另加 1.5普通鏡片

* 可染色鏡片服務

PRECISION Daily 15/17/19
Power your Vision

